


HANDPIECES

COLLECTION




Sải cánh vươn xa
CÙNG MORITA



Since 2009

Ở Anh & Em, chúng tôi luôn tin rằng, tạo ra giá trị khách hàng chính là cách duy nhất để xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh và trường tồn.

Là đại diện chính hãng của J. Morita - thương hiệu thiết bị nha khoa số 1 Nhật Bản, có lịch sử hơn 100 năm - Anh & Em đã, đang và luôn mong muốn được tiếp tục mang đến các bác sĩ nha khoa Việt Nam những thiết bị cao cấp, cùng trải nghiệm khách hàng khác biệt.

Chúng tôi luôn tâm niệm “Chỉ có sự thành công của khách hàng mới mang lại thành công cho Anh & Em”. Mỗi thiết bị chúng tôi cung cấp, không đơn thuần là thiết bị mà luôn mang theo những giải pháp giúp khách hàng tăng trưởng doanh nghiệp nha khoa của mình. 

Anh & Em - Tăng trưởng lợi nhuận nha khoa!



The first step: Cất cánh cùng Morita

- Thoải mái cho bệnh nhân, thành thạo cho bạn
- Cùng bạn tạo nên những kiệt tác
- Với bệnh nhân, tốt là chưa đủ, phải tốt nhất
- Tự hào vươn xa cùng thương hiệu trăm năm





Đàn tu Morita

ĐỂ VỊ THỂ VÀ THỊNH VƯỢNG
THĂNG HOA



#TimeForMorita

TIME



FOR




MORITA



Time For Morita - Time To Be Better

- Tập trung vì giá trị, trách nhiệm vì tương lai
- Nha sĩ có tâm, đầu tư xứng tầm
- Tiêu chuẩn mới về an toàn trong điều trị





High Speed Handpieces Collection

- Không rung lắc, mang đến đường hoàn tất hoàn hảo
- Mài khỏe với công suất ổn định, không suy yếu khi mài
- Chống nhiễm khuẩn chéo nhờ công nghệ Zero suckback
- Dừng nhanh chỉ 1,5s, tránh gây tổn thương mô và nướu
- Dòng tay khoan duy nhất phun sương - không phải phun nước
- Vòng bi gốm, nhẹ hơn 40%, cứng gấp 3 lần, bền hơn dù hấp nhiều lần
- Thân đúc nguyên khối, hơn nữa được phủ Ceramic chống xước, bạn sẽ có tay khoan luôn như mới
- Đường thoát khí ngang, không gây ê buốt và chống tràn khí dưới da
- Công nghệ độc quyền Tua-bin kép hai tầng với 40 cánh, khỏe hơn, không suy yếu khi mài, tạo đường cắt êm và mịn



Khởi hành cùng tay khoan Morita Basic



Tính năng nổi bật

- Dừng nhanh chỉ 1.5s, không làm tổn thương mô và nướu
- Không rung, cho đường hoàn tất hoàn hảo hơn
- Mài khỏe với công suất ổn định, không suy yếu khi bắt đầu mài
- Bảo hành lên tới 02 năm cho cả tay khoan và óc
- Luôn được bảo dưỡng miễn phí tại Công ty Anh & Em



The first step: Cắt cánh cùng Morita

Xem chi tiết
sản phẩm





Tuabin kép độ quyền

Lực cắt mạnh mẽ được tạo ra bởi 2 tầng cánh tuabin gồm 40 cánh quạt và 3 đường cấp hơi. Tạo ra mô-men xoắn ổn định, cùng độ đồng trục cao cho phép cắt chính xác, không rung lắc

Vòng bi gốm bền bỉ

Sở hữu vòng bi gốm, nhẹ hơn 40%, cứng gấp 3 lần so với vòng bi thường. Giúp chuyển động xoay trơn tru hơn, sẵn sàng trải qua rất nhiều chu kỳ hấp khử trùng



Đầu tay khoan nhỏ để thao tác

Với cùng công suất 22W, đầu tay khoan Morita nhỏ hơn 10% (10.5mm), bạn sẽ thao tác với các vị trí răng trong dễ dàng hơn, với góc nhìn rộng hơn




Thiết kế nhỏ gọn

Thân tay khoan được làm chế tác từ hợp kim Chrome nguyên khối, trọng lượng chỉ 45g. Dễ dàng thao tác, không gây đau mỏi cổ tay dù làm việc trong nhiều giờ



Làm việc yên tĩnh

Áp dụng nguyên lý khí động học, đạt hiệu quả tối đa trong giảm tiếng ồn và tần số âm thanh gây hại cho tai. Bạn và bệnh nhân sẽ có thời gian điều trị thoải mái và yên tĩnh hơn



Chuck bấm khác biệt

Thay vì chỉ tiếp xúc và giữ mũi mà ở một phần chóp phía trên như các loại tay khoan khác, chuck bấm của Morita dùng công nghệ độc quyền, ôm trọn phần chuôi mũi. Điều này giúp giữ mũi mài chắc hơn, tránh tai nạn rơi mũi mài trong miệng bệnh nhân. Đặc biệt giúp mũi quay đồng trục gần như tuyệt đối, cho các đường mài hoàn hảo hơn





Tay khoan đèn siêu nhỏ Morita Ultra Mini

Tính năng nổi bật

- Thừa hưởng mọi công nghệ độc quyền trong sản xuất tay khoan của J. Morita
- Đầu tay khoan siêu nhỏ, dễ dàng thao tác với bệnh nhân miệng nhỏ và các răng phía sau
- Đèn LED sáng, dịu, cho khả năng quan sát tối đa, không gây mỏi mắt
- Khớp nối linh hoạt 360 độ đảm bảo thao tác chính xác



Chỉ có ở Morita Ultra Mini



- Mạnh mẽ gấp đôi so với các dòng tay khoan mini thông thường
- Cải thiện tầm nhìn hiệu quả với gương hoặc kính hiển vi
- Thoải mái hơn cho bệnh nhân

Xem chi tiết
sản phẩm



Ví dụ Case lâm sàng ♥

Case 01: Mở tủy




Tay UltraE mini giúp cải thiện tầm nhìn với gương hoặc kính hiển vi. Có thể dễ dàng nhìn thấy mũi khoan khi tiếp cận buồng tủy. Đầu tay khoan nhỏ cho phép cải thiện khả năng định vị gương và tầm nhìn tốt hơn




Khi sử dụng tay khoan thông thường, bác sĩ sẽ phải nghiêng đầu mũi khoan để cải thiện tầm nhìn, dẫn đến việc loại bỏ quá nhiều cấu trúc răng xung quanh hơn mức cần thiết

Case 02: Sửa soạn sâu răng hàm



Với tay khoan UltraM, mũi khoan có thể giữ thẳng đứng ngay cả với vùng răng hàm (bao gồm cả răng khôn) hoặc đối với các bệnh nhân có khung hàm hẹp




Đối với tay khoan thông thường, mũi khoan sẽ phải nghiêng dẫn đến ảnh hưởng nhiều đến các cấu trúc răng lân cận. Gương được đặt bên cạnh đầu khoan và bị ướt khiến hạn chế khả năng quan sát



Tay khoan phẫu thuật đèn Morita 45 độ

Tính năng nổi bật

- Dừng nhanh chỉ 1.5s, không làm tổn thương mô và nướu
- Không rung, cho đường hoàn tất hoàn hảo
- Cắt khỏe với công suất ổn định, không suy yếu khi bắt đầu cắt
- Bảo hành lên tới 02 năm cho cả tay khoan và óc




Chỉ có ở tay khoan phẫu thuật đèn Morita 45 độ

- Đường thoát khí ngang, không gây biến chứng tràn khí dưới da
- Ba tia phun nước tưới mát, không che khuất phẫu trường
- Đèn LED sáng dịu với ánh sáng tự nhiên cho khả năng quan sát tối đa mà không gây mỏi mắt
- Khớp nối linh hoạt 360 độ, đảm bảo thao tác chính xác
- Thân phủ Ceramic chống xước giúp tay khoan luôn như mới

Xem chi tiết
sản phẩm





Tay khoan phẫu thuật Morita 45 độ ❤️

Tính năng nổi bật

- Dừng nhanh chỉ 1.5s, không làm tổn thương mô và nướu
- Không rung, cho đường hoàn tất hoàn hảo
- Mài khỏe với công suất ổn định, không suy yếu khi bắt đầu mài
- Bảo hành lên tới 02 năm cho cả tay khoan và óc



Chỉ có ở tay khoan phẫu thuật Morita 45 độ

- Đường thoát khí ngang không gây biến chứng tràn khí dưới da
- Ba tia phun nước tươi mát, không che khuất phẫu trường
- Thiết kế công thái học, thuận tiện khi thao tác

Xem chi tiết
sản phẩm



Tay khoan Morita dành cho chuyên gia thẩm mỹ

Tính năng nổi bật

- Dừng nhanh chỉ 1.5s, không làm tổn thương mô và nướu
- Không rung, cho đường hoàn tất hoàn hảo hơn
- Mài khỏe với công suất ổn định, không suy yếu khi bắt đầu mài
- Bảo hành lên tới 02 năm cho cả tay khoan và ốc
- Luôn được bảo dưỡng miễn phí tại Công ty Anh & Em





Chỉ có ở tay khoan đèn Morita

- Đèn LED sáng dịu với ánh sáng tự nhiên cho khả năng quan sát tối đa mà không gây mỏi mắt
- Khớp nối linh hoạt 360 độ, đảm bảo thao tác chính xác
- Thân phủ Ceramic chống xước giúp tay khoan luôn như mới

Xem chi tiết
sản phẩm



Thiết kế đặc biệt ❤️

Thân tay khoan với các đường vân đặc biệt, lớp phủ Ceramic bề mặt giúp tăng lực ma sát hơn 30%. Giúp cải thiện độ bám và độ bền trong nhiều chu kỳ khử trùng



Công nghệ đèn LED thông minh

Hệ thống LED của tay khoan Morita được đặt trong coupling thay vì trong thân tay khoan, dẫn truyền với sợi quang. Giúp ánh sáng luôn ổn định, bền hơn dù qua nhiều chu trình hấp vô khuẩn

Sáng hơn, hỗ trợ tốt hơn

Cường độ ánh sáng tới 25.000 LUX, luồng sáng ổn định, tập trung cao, hỗ trợ tối đa cho nha sĩ khi điều trị

Ánh sáng thân thiện với người dùng

Khác biệt với những dòng tay khoan LED khác, Morita sử dụng ánh sáng tự nhiên giúp bác sĩ dễ nhìn, không gây lóa mắt, tổn thương mắt dù phải làm việc trong thời gian dài







Low Speed Handpieces Collection


- Thiết kế công thái học và thanh thoát
- Nhẹ, hạn chế đau mỏi trong quá trình mài
- Sử dụng chuck bấm bèn bỉ
- Bề mặt láng mịn, chất lượng hoàn thiện
- Bộ lọc phun hiệu quả
- Sáng hơn, hỗ trợ tốt hơn

Thiết kế thanh thoát và tiện dụng ♥

Với thiết kế công thái học, tay khoan chậm Morita TorqTech giúp dễ dàng tiếp cận khu vực điều trị, đặc biệt là các vùng răng sau




Nhẹ, hạn chế đau mỏi trong quá trình mài





Đầu nhỏ tạo cảm giác thoải mái, đặc biệt đối với bệnh nhân có khung hàm nhỏ

Chất lượng hoàn hảo đến qua từng chi tiết ❤️

- Bền bỉ và hiệu quả với hệ thống bánh răng mới, có độ chính xác cao, giúp giảm tiếng ồn khi quay và hạn chế rung lắc
- Đặc biệt tối ưu, nhanh chóng và dễ dàng trong việc điều trị các lỗ sâu răng lớn



- Sử dụng chuck bấm chắc chắn với hệ thống mâm cặp đặc biệt
- Thân phủ ceramic chống mài mòn theo thời gian, giúp tay khoan luôn như mới



Sáng hơn, hỗ trợ tốt hơn với thanh dẫn ánh sáng bằng sợi quang giảm thiểu sự suy giảm cường độ ánh sáng khi làm việc





Máy tra dầu Lubrina 2 ❤️

Sang trọng - Tiết kiệm - Hiệu quả


- Tra dầu và làm sạch hoàn toàn tự động
- Tiết kiệm đến 75% lượng dầu tra
- Nhanh chóng và hiệu quả với chỉ 20s cho mỗi tay khoan
- Bảo dưỡng tối đa 4 tay khoan trong thời gian ngắn




Xem chi tiết
sản phẩm




Bảo trì tự động liên mạch, rút ngắn đáng kể quy trình bảo trì ❤️






Bảo dưỡng chuck bấm
dễ dàng




Autoclave

Hạn chế sự cố với cơ chế loại bỏ
hoàn toàn nước trong quá trình hấp sấy




Loại bỏ dầu thừa hiệu quả, giúp tiết kiệm
thời gian trước khi sử dụng



Hạn chế phân tán sương dầu giúp
bảo dưỡng trở nên dễ dàng hơn



Hạn chế tiếng ồn



Vận hành và bảo dưỡng máy dễ dàng



Veraviewepocs 3D R100



Veraview IC5 HD



Signo T500



Signo G10 II S

Low speed handpieces collection - Thông số kỹ thuật

Model:	CA-5IF-O	CA-DC	CA-DC-O	ST-DH	CA-10RC-ENDO
					
Đường kính của đầu (mm):	9,5 mm	9,5 mm		—	9,3 mm
Chiều cao của đầu (mm):	14 mm	13,3 mm		—	12,7 mm
Chiều dài tổng thể (mm):	94 mm	94 mm		83 mm	94 mm
Khối lượng (g):	68g	67g		73g	55g
Cổng phun nước:	3 cổng	1 cổng		1 cổng	—
Bộ lọc phun nước:	✓	—	✓	—	—
Đèn led:	✓	—	✓	—	—
Tỉ số truyền:	1:5	1:1		1:1	10:1
Tốc độ vòng quay (rpm):	40.000 rpm	40.000 rpm		40.000 rpm	2000 rpm



Handpieces Collection



Lubrina 2



AdvErL EVO



High speed handpieces collection - Thông số kỹ thuật

Tên thương mại:	Twinpower Turbine Basic	Twinpower Turbine 45° Basic	Twinpower Turbine 4HX	Twinpower Turbine 4HX 45°	Twinpower Ultra Mini
Model:	PAR-4HEX-B	PAR-4HEX-B-45	PAR-4HX-O	PAR-4HEX-O-45	PAR-4HUMX-O
Công suất (w):	22 W	20 W	25 W	20 W	18 W
Loại Chuck:	Bấm	Bấm	Bấm	Bấm	Bấm
Loại Vòng bi:	Gốm	Gốm	Gốm	Gốm	Gốm
Cổng phun sương:	3 cổng	3 cổng (không thổi khí)	3 cổng	3 cổng (không thổi khí)	1 cổng
Loại dây kết nối:	4 lỗ	4 lỗ	6 lỗ	6 lỗ	6 lỗ
Đường kính của đầu (mm):	10,5 mm	10,5 mm	12 mm	10,5 mm	9 mm
Chiều cao của đầu (mm):	13,2 mm	13,2 mm	13,2 mm	13,2 mm	10,6 mm
Khối lượng (g):	45g	45g	48 - 57g	53 - 59g	48 -57g
Dừng nhanh (s):	Có (1,5s)	Có (1,5s)	Có (1,5s)	Có (1,5s)	Có (1,5s)
Đèn led:	—	—	✓	✓	✓
Tốc độ vòng quay (rpm):	370.000 ± 30.000 rpm	370.000 ± 30.000 rpm	350.000 ± 30.000 rpm	370.000 ± 30.000 rpm	370.000 ± 30.000 rpm
Áp suất hơi hoạt động (Mpa):	0,2 - 0,29 Mpa	0,2 - 0,29 Mpa	0,2 - 0,29 Mpa	0,2 - 0,29 Mpa	0,2 - 0,29 Mpa
Áp suất hơi đề nghị:	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tiêu chuẩn:	Công suất đầu ra đo lường theo tiêu chuẩn ISO 14457:2017				

Chính sách hậu mãi chỉ có tại Anh & Em

● Vận chuyển tận nơi

Giao hàng tận nơi và không phát sinh chi phí khác.

Vận chuyển toàn quốc, chỉ cần Bác sĩ chọn ngày lắp đặt, Anh & Em sẽ có mặt.

● Chính sách bảo hành*

Các thiết bị được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất J.Morita Nhật Bản, thời gian bảo hành là 3 năm.

Trong thời gian bảo hành máy, công ty hỗ trợ máy dự phòng để sử dụng thay thế, không làm gián đoạn vận hành phòng khám.

● Chính sách đổi trả*

Đổi trả trong 15 ngày đầu nếu Bác sĩ không hài lòng với bất kì lí do gì, được hoàn lại 100% chi phí thanh toán trước đó (đảm bảo quyền lợi nêu rõ trong hợp đồng).

● Hỗ trợ bảo dưỡng, đào tạo

Anh & Em thường tổ chức các chương trình bảo dưỡng miễn phí định kỳ, thiết bị của Quý khách hàng được bảo dưỡng theo đúng tiêu chuẩn của Hãng. Đồng thời, Anh & Em luôn hỗ trợ đào tạo chuyên viên phụ trách việc bảo dưỡng và sửa chữa bên Quý khách hàng với mục đích khai thác tối đa hiệu năng của thiết bị.

() Một số chính sách có thể cập nhật mà không kịp báo trước, vui lòng liên hệ 1800 234 519*

Chính sách ưu đãi thanh toán dành riêng cho Quý khách hàng của Anh & Em



(*) Một số chính sách có thể cập nhật mà không kịp báo trước, vui lòng liên hệ 1800 234 519



Thank you!

Chúng tôi tin rằng, bản hòa âm của chất lượng, đến từ bề dày lịch sử 100 năm - Morita, cùng với dịch vụ khách hàng nổi bật đến từ nhiệt huyết và tuổi trẻ - Anh & Em, sẽ mang những giá trị phát triển và trường tồn đến với quý vị nha sĩ và khách hàng nha khoa Việt Nam. Cảm ơn vì những đồng hành!

With love from Anh & Em ❤️



Trụ sở chính

Sảnh B, Tòa N09B1,
Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội

 ane.vn

Chi nhánh HCM:

230C Lê Văn Sỹ, Phường 1
Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

 1800 234 519

Trung tâm bảo hành:

1148 Đường 3/2, Phường 12
Quận 11, TP. Hồ Chí Minh



Vietnam Morita Owners Group

*“VMOG - Người bạn đồng hành giúp bạn tìm thấy
các giải pháp tăng trưởng lợi nhuận Nha khoa của mình”*

- Là cộng đồng các nha sĩ tiến bộ, mong muốn cùng góp sức cho sự phát triển của ngành nha Việt Nam
- Là nơi bạn có thể nhận được những giá trị, những kiến thức giúp nâng cao trình độ nghề nghiệp...
- Là nơi bạn cùng chia sẻ sở thích, giao lưu, học hỏi để bổ sung kiến thức chuyên môn
- Là nơi bạn nhận được sự hỗ trợ tốt nhất để phát triển sự nghiệp nha khoa của mình

 vmog.vn



#TimeForMorita

“

“Mình thích nhất là tia nước làm mát của tay khoan Morita, tia nước đều, không làm bắn ra mặt bác sĩ và bệnh nhân, tính năng dừng nhanh của tay khoan làm cho thao tác của bác sĩ nhanh hơn.

Lực cắt tốt, đều, mịn và tiếng ồn thấp”

– Bs.Tạ Thi - Nha Khoa Thẩm Mỹ Hùng Kiều (Điện Biên)

“Trên cả tuyệt vời! Tay khoan Morita chạy êm, hầu như không phát ra tiếng kêu, độ rung cũng hoàn toàn không thấy, rất thích hợp cho việc mài cùi thẩm mỹ. Mũi khoan cũng rất nhẹ nhàng và chắc chắn”

– Bs.Trường Giang - Nha khoa Phú Lý (Hà Nam)

“Sở hữu 1 em Morita, mình thích nhất tia nước làm mát, mài thẩm mỹ rất yên tâm. Chức năng dừng nhanh, ít tiếng ồn, nhất là khi bệnh nhân nhỏ làm răng trong thì dừng nhanh, không sợ mũi khoan chạm vào má bệnh nhân. Lực cắt rất tốt, êm, mài rất thích”

– Bs.Nguyễn Trung

”



#TimeForMorita