



#TimeForMorita

Xem chi tiết
sản phẩm



Máy hút trung tâm TCS - TS2

Sạch hơn, an toàn hơn, điều trị tốt hơn






Phòng khám của bạn đang sử dụng phương pháp hút dịch nha khoa nào?

☐ Sử dụng hệ thống hút nước bọt tại ghế

☐ Sử dụng hệ thống hút tự chế

☐ Lắp đặt hệ thống hút trung tâm



 Nếu bạn không chắc hoặc chưa có, ở đây chúng tôi chắc chắn có!

Giải pháp khuyến nghị cho các phòng nha khoa:
Máy hút trung tâm Tokyo Giken TCS-TS2

Hiệu quả

Loại bỏ dịch và nước bọt nhanh chóng

Lực hút khỏe và hoạt động ổn định

Hút và phân phối không ngừng bằng cách xả tự động 10L/phút trong quá trình sử dụng hút



“Xây dựng thương hiệu nha khoa”



Thiết kế hiện đại - linh hoạt

- Bộ tách khí - lỏng bằng thiết bị ly tâm vượt trội so với hệ thống hút ướt
- Chất liệu polyester PBT có độ bền tuyệt vời, chống tia UV, có thể đặt thiết bị ngoài trời mà không sợ hư hỏng
- Với thiết kế thẩm mỹ và nhỏ gọn, có thể lắp đặt trực tiếp ngay cạnh ghế nha khoa



“Trợ thủ đắc lực cho ghế nha”

♥ An toàn

- Loại bỏ dịch và vi khuẩn nhanh chóng, chống hút ngược
- Thiết kế màng lọc khí loại bỏ vi khuẩn, virus
- Điều tiết lực hút theo ý muốn, tránh làm tổn thương khoang miệng của bệnh nhân

“Bảo vệ bệnh nhân và nha sĩ”


Made in Japan




♥ Tiết kiệm

- Tối ưu hóa thời gian điều trị cho nha sĩ
- Tối ưu tài chính - không cần nước tạo lực hút
- Tối ưu kinh phí - không cần thiết kế lại hệ thống ống thoát

“Tăng trưởng lợi nhuận nha khoa”



Công nghệ tiên tiến trong thân máy nhỏ gọn



Tên thương mại:	Máy hút trung tâm TCS - TS2
Tên máy:	TCS - TS2
Mã sản phẩm:	W047
Nước sản xuất:	Nhật Bản
Nguồn:	220V
Dòng điện:	3.8 A
Công suất đầu ra (Động cơ định mức):	0.7 kW
Tần số:	50 Hz/ 60 Hz
Lưu lượng khí và áp lực hút: (Công suất hút tối đa cho phép)	16.0kPa ; 0,3m3/phút
Hiệu suất hút:	0kPa ~ 17.5kPa
Kích thước:	W 385mm x D 330mm x H 445mm
Trọng lượng:	20.3kg
Số cổng có thể sử dụng tối đa:	2 cổng

TOKYO GIKEN, INC.

Tokyo Giken được thành lập vào tháng 7/1965, là tập đoàn sản xuất thiết bị hút nha khoa số 1 Nhật Bản.

Tokyo Giken đã liên tục nghiên cứu và phát triển trở thành nhà sản xuất hệ thống hút trung tâm nha khoa hàng đầu - chiếm lĩnh 91% thị phần máy hút nha khoa tại Nhật Bản.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ANH & EM

Ở Anh & Em, chúng tôi luôn tin rằng, tạo ra giá trị khách hàng chính là cách duy nhất để xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh và trường tồn.

Mỗi thiết bị chúng tôi cung cấp, không đơn thuần là thiết bị mà luôn mang theo những giải pháp giúp khách hàng tăng trưởng doanh nghiệp nha khoa của mình.

Anh & Em - Tăng trưởng lợi nhuận nha khoa!

Trụ sở chính: Sảnh B, Tòa N09B1 - Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội
Chi nhánh HCM: 230C Lê Văn Sỹ, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm bảo hành: 1148 Đường 3/2, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

 1800 234 519 - 0963 43 60 36 - 0971 07 88 11

 ane.vn | vmog.vn

